

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Plejesystem til Stabile Gaspermeable Kontaktlinser.

Brugsanvisning:

Denne indlægsedde indeholder vigtig information. Læs omhyggeligt og gemmes til fremtidig behov.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Plejesystem består af:

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner til daglig rengøring af dine linser, og Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution til fugtning, iblødning, desinficering (konditionering) af dine linser under opbevaring natten over og til fugtning af dine linser inden og under anvendelse. Det er vigtigt at anvende begge væsker for god kontaktlinsepleje.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner
Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner er beregnet til rengøring af kontaktlinser i fluorosilikone og silikoneakrylmaterialer [inden](#) konditionering (fugtning, iblødning, desinficering). Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner fjerner akkumuleret film, besværlige belægninger (såsom proteiner og lipider) og smuss fra linserne.

INDHOLD: Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner er en svagt gulfarvet, steril væske, som indeholder overfladerengørende stoffer med en mild slibende effekt.

1. Vask dine hænder, inden du rører linserne.
2. Læg linsen i din håndflade, gub forsigtigt hver side af linsen med 6-8 dråber Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner i 20 sekunder.
3. **FIERN CLEANEREN VED AT SKYLLE OMHYGGELIGT I OVERENSSTEMMELSE MED DE INSTRUKTIONER, DU HAR FÅET AF DIN KONTAKTLINSEOPTIKER.**
4. Læg linsen i opbevaringsetuiet og hæld frisk Conditioning Solution på, så linsen bliver dækket. Følg brugsanvisningen for Conditioning Solution, der står på den anden side af dette papir.
5. Luk flasken ordentligt efter anvendelse.

FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER: Følg altid brugsanvisningen omhyggeligt for at sikre korrekt hygiejne og håndtering af dine kontaktlinser og kontaktlinsevæske.

- **Opbevar aldrig dine linser i Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner.**
- Skyl altid linserne omhyggeligt efter rengøring med Boston ADVANCE® Cleaner i overensstemmelse med de råd, du har fået af din kontaktlinseoptiker.
- Genbrug aldrig væsken.
- For at undgå kontaminering, lad aldrig flaskens top komme i berøring med noget.
- Rengør altid indersiden af opbevaringsetuiet omhyggeligt med varmt vand og lad det lufttørre hver dag. Hæld altid frisk Conditioning Solution i etuiet, inden du opbevarer dine linser.

- Anvend altid produktet inden den udløbsdato, der er skrevet på flasken. Selv om flasken er uåbnet, skal den kasseres efter udløbsdatoen.
- Kasser flasken og væsken 90 dage efter åbning. Vær omhyggelig med god hygiejne og håndtering. Hvis du ikke følger instruktionerne korrekt, kan linserne og væsken kontamineres af bakterier.

ADVARSEL:

- **DETTE PRODUKT ER IKKE BEREGNET TIL ANVENDELSE DIREKTE I ØJET.** Hvis du får cleaner i øjet, kan iritation opstå. ANVEND IKKE DINE LINSER, men skyl straks øjnene i rindende vand, til iritationen opfører. Hvis iritationen ikke opfører, rådfør dig med din kontaktlinseoptiker.
- Denne væske er ikke beregnet til bløde kontaktlinser.
- **OPBEVARES UTILÆNGELIGT FOR BØRN.** Anvend ikke produktet, hvis sikkerhedsforseglingen mangler eller er brudt.

HVIS DU OPLEVER UBEHAG ELLER SMERTE, ØGET TÅRESTRØM, SYNSFORANDRING, ELLER FÅR RØDE ØJNE, TAG DA STRAKS DINE LINSER UD OG RÅDFØR DIG MED DIN KONTAKTLINSEOPTIKER.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner fås i sterile flasker med 30ml og 15ml. Flaskerne har et lotnummer og udløbsdato.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution er en specielt sammensat opløsning til stabile gaspermeable (RGP) og hårde kontaktlinser. Den indeholder et patenteret flerpolymer komfortsystem, som binder og lægger sig på linseoverfladen. Den fugter linsen ved isætning samt bibeholder og forstærker fugtigheden hele dagen. Det patenterede flerpolymer-system i Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution mindsker friktionen mod både kornea og øjenlåg, samtidig med at eventuelle partikler, som kan skabe irritation og ubehag, bliver fjernet. Denne formel er biokompatibel med dine øjne. Den indeholder også et optimeret konserveringsystem, som effektivt ødelægger skadelige mikroorganismer på linseoverfladen. Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution er beregnet til anvendelse efter rengøring af linserne, til fluorosilikoneakryl og silikoneakryl linser og overfladebehandlede, stabile gaspermeable kontaktlinser. Anbefales også til PMMA linser.

INDHOLD: Desinficerende stof: polyaminopropyl biguanid (0,0005% w/v), klorhexidin glukonat (0,003% w/v), disodium edetat (0,05% w/v). Øvrigt: salte og fugtude dannende stoffer, polyquaternium 10, cellulosebaseret, viskositetsforøgende stof, polyvinylalkohol, deriveter polyetylenglykol.

1. Vask dine hænder, inden du rører linserne.
2. Rengør dine linser ifølge brugsanvisningen for din cleaner.
3. Læg linserne i opbevaringsetuiet og hæld frisk Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution på, så linserne dækkes.
4. Lad linserne ligge i blød i mindst 4 timer for korrekt desinficering inden næste anvendelse.
5. Når du har taget linserne ud af etuiet, dryp lidt frisk Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution på linserne inden isætning.
6. Rengør altid indersiden af opbevaringsetuiet omhyggeligt med varmt vand og lad det lufttørre hver dag.

FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER: Det er vigtigt, at du følger alle instruktioner på etiketten og de instruktioner, du får fra din kontaktlinseoptiker om korrekt pleje af dine kontaktlinser og anvendelse af plejeprodukter.

- **Genbrug aldrig en væske.** For at forsikre dig om en korrekt desinfektion, fyld altid ny, frisk væske i etuiet hver dag, inden du opbevarer dine linser.
- **Opbevar aldrig dine linser i en cleaner.**
- Anvend produktet inden den udløbsdato, der står på flasken. Selv om flasken er uåbnet, skal den kasseres ved udløbsdato.
- Kasser flaske og væske 90 dage efter åbning.
- Vær altid omhyggelig med hygiejne og håndtering. Ved ukorrekt håndtering kan kontaktlinser og kontaktlinsevæsker kontamineres med bakterier.
- Undgå at væsken kommer i kontakt med tekstiler eller håndklæder, idet væskens farve kan sætte sig fast på visse stoffer.

ADVARSEL:

- Denne væske er ikke beregnet til bløde kontaktlinser.
 - **OPBEVARES UTILÆNGELIGT FOR BØRN.** Anvend ikke produktet, hvis sikkerhedsforseglingen mangler eller er brudt.
 - Denne væske er ikke beregnet på myke kontaktlinser.
- HVIS DU OPLEVER UBEHAG ELLER SMERTE, ØGET TÅRESTRØM, SYNSFORANDRING ELLER FÅR RØDE ØJNE, TAG STRAKS DINE LINSER UD OG RÅDFØR DIG MED DIN KONTAKTLINSEOPTIKER.**

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution fås i sterile flasker med 120ml og 60ml. Flasken er mærket med lotnummer og udløbsdato.

Følg informationer på begge produkter.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Vedlikeholdssystem for Stabile Gaspermeable Kontaktlinser.

Brugsanvisning:

Denne følgeseddelen indeholder vigtig information. Læs den grundig, og ta vare på den for senere brug.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® vedlikeholdssystem består af: Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner for daglig rengøring af linsene dine og Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution for fukning, bløtlegging og desinficering (kondisjonering) av linsene når de oppbevares om natten og for fukning av linsene før og under bruk. Det er viktig å bruke begge væskene for å sikre godt vedlikehold av kontaktlinnene.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner
Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner er beregnet på rengjøring av kontaktlinser i fluorosilikon og silikonakrylmaterialer for behandling (fukning, bløtlegging, desinfisering). Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner fjerner film, vanskelig belegg (som proteiner og lipider) og smuss fra linsene.

INNHOLD: Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner er en svakt gulfarvet, steril, væske, som inneholder veriflaterensende stoffer med en mild slibende effekt.

1. Vask hendene før du håndterer linsene dine.
2. Legg linsen i håndflaten, gni hver side av linsen forsiktig med 6-8 dråper Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner i 20 sekunder.
3. **FIERN RENGJØRINGSVÆSKEN VED Å SKYLLE GRUNDIG I HENHOLD TIL KONTAKTLINSEOPTIKERENS ANVISNINGER.**
4. Legg linsen i opbevaringsetuiet, og fyll på med frisk Conditioning Solution til linsningen dekker linsen. Følg brugsanvisningen for Conditioning Solution på baksiden av dette arket.
5. Lukk flasken ordentlig etter bruk.

FORSIGTIGHETSREGLER: Følg alltid brugsanvisningen nøye for å forsikre deg om god hygiene og riktig håndtering av kontaktlinnene og kontaktlinsevæsken.

- **Opbevar aldri linsene dine i Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner.**
- Skylt alltid linsene grundig etter rengjøring med Boston ADVANCE® Cleaner i henhold til anvisningene fra kontaktlinseoptikeren.
- Bruk aldri væsken flere ganger.
- Unngå forurenning. La aldri flasketoppen komme i berøring med noe
- Rengjør insiden av opbevaringsetuiet grundig med varmt vann, og la det lufttørre hver dag. **Fyll alltid opp etuiet med frisk Conditioning Solution før du legger linsene til opbevaring.**
- Bruk alltid produktet før utløpsdatoen som står på flasken. Selv om flasken er uåpnet, skal den kastes etter utløpsdatoen.
- Kast flasken og væsken 90 dager etter at flasken ble åpnet første gang. God hygiene og riktig håndtering er svært viktig. Kontaktlinser og kontaktlinsevæsker kan bli forurenset av vanlige bakterier hvis de ikke håndteres riktig.
- Unngå at væsken kommer i kontakt med tekstiler eller håndklær: Den kan sette flekker på visse typer tekstiler.

ADVARSEL:

- **DETTE PRODUKTET ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK DIREKTE I ØYET.** Hvis du får cleaner i øyet, kan det oppstå irritasjon, IKKE BRUK LINSENE, men skylt straks øynene i rennende vann til iritasjonen opphører. Kontakt kontaktlinseoptikeren hvis iritasjonen vedvarer.
- Denne væsken er ikke beregnet på myke kontaktlinser.
- **OPBEVARES UTILÆNGELIGT FOR BØRN.** Ikke bruk produktet hvis sikkerhetsforseglingen mangler eller er brutt.

TA UT LINSENE OG KONTAKT STRAKS KONTAKTLINSEOPTIKEREN HVIS DU OPPLÆVER UBEHAG ELLER SMERTE, ØKT TÅREPRODUKSJON ELLER SYNSENDRINGER ELLER BLIR RØD PÅ ØYENNE.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Cleaner leveres i sterile flasker på 30 ml og 15 ml. Flaskene er forsynt med et lotnummer og utløpsdato.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution er en spesialformulert løsning for stabile gaspermeable kontaktlinser (RGP) og harde kontaktlinser. Den inneholder et patentert flerpolymer komfortsystem som binder seg til og legger seg på linseoverflaten. Den «pløster» linsen når den settes inn, og opprettholder og forsterker fuktingen hele dagen. Det patenterede flerpolymer-systemet i Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution reduserer friksjonen mot både kornea og øyelokk, samtidig som eventuelle partikler som kan skape iritasjon og ubehag blir fjernet. Denne formuleringen er biokompatibel med øynene. Den inneholder også et optimert konserveringsystem, som effektivt ødelægger skadelige mikroorganismer på linseoverflaten.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution er beregnet på rengjøring av fluorosilikonakryl og silikonakryl og overflatebehandlede stabile gaspermeable kontaktlinser, etter rengjøring av linsene. Anbefales også for PMMA-linser.

INNHOLD: Desinfiserende stoff: polyaminopropyl-biguanid (0,0005% w/v), klorhexidin-glukonat (0,003% w/v), disodium-edetat (0,05% w/v). Annet innhold: salter og bufferstoffer, polyquaternium 10, cellulosebasert viskoseforsterkende stof, polyvinylalkohol, derivert polyetylenglykol.

1. Vask hendene før du håndterer linsene dine.
2. Rengjør linsene i henhold til brugsanvisningen for rengjøringsmiddelet.
3. Legg linsene i opbevaringsetuiet og fyll på med frisk Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution til oppløsningen dekker linsene.
4. La linsene ligge i bløt i minst 4 timer slik at de er korrekt desinfisert når de skal brukes neste gang.
5. Ta linsene ut av etuiet, og drypp litt frisk løsning på dem før du setter dem inn.
6. Rengjør insiden av opbevaringsetuiet grundig med varmt vann og la det lufttørre hver dag.

FORSIGTIGHETSREGLER: Det er viktig at du følger alle anvisningene på etiketten og anvisningene du får fra kontaktlinseoptikeren om riktig bruk av kontaktlinnene og vedlikeholdsproduktene.

- **Bruk aldri væsken flere ganger.** Fyll alltid ny, frisk væske i etuiet hver dag for du legger linsene til opbevaring.
- **Opbevar aldri linsene dine i en rengjøringsvæske.**
- Bruk produktet før utløpsdatoen som er angitt på flasken. Selv om flasken er uåpnet, skal den kastes etter utløpsdatoen.
- Kast flasken og væsken 90 dager etter at flasken ble åpnet første gang.
- God hygiene og riktig håndtering er svært viktig. Kontaktlinser og kontaktlinsevæsker kan bli forurenset av vanlige bakterier hvis de ikke håndteres riktig.
- Unngå at væsken kommer i kontakt med tekstiler eller håndklær: Den kan sette flekker på visse typer tekstiler.

ADVARSEL:

- Denne væsken er ikke beregnet på myke kontaktlinser
- **OPBEVARES UTILÆNGELIGT FOR BARN.** Ikke bruk produktet hvis sikkerhetsforseglingen mangler eller er brutt.
- Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene.

TA UT LINSENE OG KONTAKT STRAKS KONTAKTLINSEOPTIKEREN HVIS DU OPPLÆVER UBEHAG ELLER SMERTE, ØKT TÅREPRODUKSJON ELLER SYNSENDRINGER ELLER BLIR RØD PÅ ØYENNE.

Bausch & Lomb Boston ADVANCE® Comfort Formula Conditioning Solution er tilgjengelig i sterile flasker på 120 ml og 60 ml. Flasken er merket med lotnummer og utløpsdato. Følgende informasjon finnes på begge produktene.